



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP **EU-Vertegenwoordiger:**
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Duitsland
E-Mail: info@riester.de
Tel.: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Binocular Indirect Ophthalmoscope-lenzen (BIO) voor eenmalig gebruik

- STERIEL. GESTERILISEERD MET ETHYLEENOXIDEGAS.
- VOOR EENMALIG GEBRUIK.
- NIET GEBRUIKEN ALS DE VERPAKKING IS GEOPEND OF BESCHADIGD.
- DE AMERIKAANSE FEDERALE WETGEVING VERBIEDT DAT DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT DOOR OF NAMENS DOKTOREN.

NEDERLANDS: GEBRUIKSIINSTRUCTIES

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

De Volk®1 Binocular Indirect Ophthalmoscope-lenzen (BIO) voor eenmalig gebruik zijn bedoeld om het menselijke retina (netvlies) in beeld te brengen en lasertherapie uit te voeren aan de hand van een binoculaire, indirecte oogspiegel.

SPECIFICATIES

Product	Productcode	Vergroting	Gezichtsveld	Laserpuntvergrotingsfactor	Werkafstand	Antireflectielasero coating
Volk®1 20D voor eenmalig gebruik	V20LCD	3,13	45° / 58°	0,32	47 mm	Ja
Volk®1 28D voor eenmalig gebruik	V28LCD	2,27	54° / 70°	0,44	30 mm	Ja



WAARSCHUWINGEN

1. Dompel het product voor gebruik niet onder in een ontsmettend middel.
2. Inspecteer de optische oppervlakken om te controleren of er geen sprake is van schade (hoekjes eruit, krassen, etc.). Gebruik of repareer het product niet wanneer het is beschadigd.



VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik de Volk®1 Binocular Indirect Ophthalmoscope-lens (BIO) voor eenmalig gebruik pas wanneer u deze gebruiksinstructies volledig hebt gelezen en u ze begrijpt.
2. Moet worden gebruikt door een geregistreerd arts op dezelfde wijze als dat andere indirecte oogspiegellenzen (géén contactlenzen) voor diagnostiek en laseroperaties.
3. De steriele verpakking en lens moeten worden geïnspecteerd voorafgaand aan het gebruik.
4. De Volk®1 Binocular Indirect Ophthalmoscope-lens (BIO) voor eenmalig gebruik mag slechts voor één patiënt worden gebruikt.
5. Het product mag niet worden gesteriliseerd en hergebruikt.
6. Het product is slechts voor eenmalig gebruik verpakt en gesteriliseerd. Niet hergebruiken, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren bestaat het risico op vervuiling en/of infectieoverdracht en infecties, inclusief, maar niet beperkt tot, de overdracht van besmettelijke ziekten van de ene patiënt naar de andere. Vervuiling van het product kan bij de patiënt leiden tot letsel, ziekte en overlijden.

"TE GEBRUIKEN TOT"-DATUM

Gebruik het product vóór de "Te gebruiken tot"-datum op het etiket.

AANBEVOLEN GEBRUIKSMETHODE

1. Verwijder de lens uit de verpakking en plaats deze in een steriele werkomgeving.
2. Gebruik het product alleen middels de daarvoor bestemde ring zodat de optische oppervlakken van de lens niet worden aangeraakt
3. De BBAR-antireflectielasero coating van Volk is geoptimaliseerd voor diagnostische beeldvorming, en voor zichtbare laserprocedures en laserprocedures met een bijna-infrarode golflengte (bijvoorbeeld met argon en diode).
4. Wanneer de puntgrootte wordt berekend op de behandellocatie, moet de laserpuntinstelling worden vermenigvuldigd met de juiste laservergrotingsfactor. Zie de specificatietabel om de juiste laservergrotingsfactor te vinden voor de lens die u gebruikt.



Gesteriliseerd met ethyleenoxide



Niet hergebruiken



Lees de gebruiksinstructies voor meer informatie over belangrijke waarschuwingen



Niet gebruiken als de verpakking is geopend of beschadigd



Te gebruiken tot



Batchnummer



Referentienummer



Producent



Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Gratis: 800-345-8655 (VS) **Telnummer:** 440-942-6161 **Fax:** 440-942-2257 **E-mail:** volk@volk.com