



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tlf.: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP **EU-repræsentant:**
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Tyskland
E-Mail: info@riester.de
Tel.: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70

CE 2797

Volk®1 vitrektomilinser til engangsbrug

- STERILE. STERILISERET MED ETHYLENOXIDGAS.
- KUN TIL ENGANGSBRUG.
- MÅ IKKE ANVENDES HVIS PAKKEN ER ÅBEN ELLER BESKADIGET.
- FØDERAL LOV (USA) FORESKRIVER AT DENNE ENHED KUN MÅ SÆLGES AF ELLER EFTER ORDRE FRA EN LÆGE.

DANSK: BRUGSANVISNING

INDIKATIONER FOR ANVENDELSE

Volk®1 vitrektomilinser til engangsbrug er indiceret til anvendelse som diagnostiske linser for undersøgelser af øjefundus samt anvendelse ved behandling af intraokulære anomalier. Enhederne er sterile, engangs-linse-systemer.

SPECIFIKATIONER

Produkt	Produktkode	Forstørrelse	Synsfelt
Volk®1 flad vitrektomilins til engangsbrug	VFD	1.00x	36°
Volk®1 vitrektomilins til engangsbrug med 1.5x forstørrelse	VMD	1.50x	30°
Volk®1 vitrektomilins til engangsbrug med bredt felt	WFD	0.50x	48°
Volk®1 vitrektomilins til engangsbrug, 30°	V30PD	0.80x	25°
Volk®1 bikonkav vitrektomilins til engangsbrug	VBCD	1.00x	33° (offset 30°)
Volk®1 flad SSV-lins til engangsbrug	VFLATSSVD	0.92x	30°



ADVARSLER

1. Nedsæk ikke enheden i et dekontaminerende produkt før brugen.
2. Inspicer kontaktoverfladen(erne) for at sikre at den/de er fri for evt. skader (f.eks. skår, ridser, etc.). Hvis enheden er beskadiget, må den ikke anvendes eller repareres.



FORHOLDSREGLER

1. For søg ikke at anvende Volk®1 vitrektomilinsen til engangsbrug før denne brugsanvisning er læst helt igennem og forstået fuldt ud.
2. Skal anvendes af en autoriseret læge via en metode, som stemmer overens med andre oftalmiske vitrektomilinser med direkte billede.
3. Den sterile emballage samt linsen bør inspiceres før brug.
4. Volk®1 vitrektomilinsen til engangsbrug er kun beregnet til anvendelse på en enkelt patient.
5. Må ikke resteriliseres og genbruges.
6. Denne enhed er kun pakket og steriliseret til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Genbrug, genbehandling eller resterilisering kan forårsage en risiko for kontaminering og/eller medførelse af infektion hos patienten eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af infektionssygdom(me) fra en patient til en anden. Kontaminering af enheden kan føre til kvæstelser, sygdom eller død hos patienten.

DATO FOR SIDSTE HOLDBARHED

Anvend enheden før datoen for sidste holdbarhed på pakkens mærkat.

ANBEFALEDE ANVISNINGER TIL BRUGEN

1. Fjern linsen fra pakken og anbring den på et sterilt arbejdsområde.
2. Samtlige linsedesigns kræver påførsel af methylcellulose eller andre lignende opløsninger til viskøse overflader på den konkave overflade (dvs. mellem cornea og enheden).
3. Volk®1 vitrektomilinsen til engangsbrug er en kirurgisk linseenhed som hjælper med at forbedre nøjagtighed og klarhed af billeder på den posteriore eller perifære retina og på corpus vitreum under kirurgiske indgreb. Linsen installeres i cornea og hjælper med at øge forstørrelse.

STERILE EO

Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid



Må ikke genbruges



Der henvises til brugsanvisningen for vigtige advarselsinformationer



Må ikke anvendes hvis pakken er beskadiget eller åben



Dato for sidste holdbarhed

LOT

Partinummer

REF

Referencenummer



Producent

EC REP

Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union