



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tél: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP

Représentant UE :
Rudolf Riestler GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Allemagne
E-mail: info@riester.de
Téléphone: +49 74 77 / 92 70-0
Télécopie: +49 74 77 / 92 70-70



Lentilles jetables Vitrectomie Volk®1

- STÉRILES. STÉRILISÉES À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE.
- À USAGE UNIQUE.
- NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST OUVERT OU ENDOMMAGÉ.
- CONFORMÉMENT À LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE, LE PRÉSENT DISPOSITIF NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR OU SUR ORDONNANCE D'UN MÉDECIN.

FRANÇAIS: MODE D'EMPLOI

CONSIGNES D'UTILISATION

Les lentilles jetables Vitrectomie Volk®1 sont destinées à être utilisées en tant que lentilles de diagnostic pour l'examen du fond de l'œil ainsi que pour le traitement des anomalies intraoculaires. Ces lentilles sont des dispositifs stériles, à usage unique et jetables.

CARACTERISTIQUES

Produit	Réf. produit	Grossissement	Champ de vision
Lentille jetable Vitrectomie plate Volk®1	VFD	1,00 x	36°
Lentille jetable Vitrectomie 1.5 x Volk®1	VMD	1,50 x	30°
Lentille jetable Vitrectomie à champ large Volk®1	VWFD	0,50 x	48°
Lentille jetable Vitrectomie 30° Volk®1	V30PD	0,80x	25°
Lentille jetable Vitrectomie biconcave Volk®1	VBCD	1,00 x	33° (offset 30°)
Lentille jetable SSV plate Volk®1	VFLATSSVD	0,92x	30°



AVERTISSEMENTS

1. Ne pas plonger le dispositif dans un produit désinfectant avant utilisation.
2. Inspecter la/les surfaces de contact pour vérifier qu'elle(s) ne présente(nt) aucun endommagement (par ex. éclats, rayures, etc.). Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé, ne pas tenter de le réparer.



PRÉCAUTIONS

1. Ne pas utiliser les lentilles jetables Vitrectomie Volk®1 avant d'avoir lu et compris les présentes consignes d'utilisation dans leur intégralité.
2. Destinées à être utilisées par un médecin diplômé, d'après la méthode habituelle d'utilisation de lentilles ophtalmiques Vitrectomie image directe.
3. L'emballage stérile doit être contrôlé avant utilisation.
4. Les lentilles jetables Vitrectomie Volk®1 sont destinées à être utilisées sur un seul patient.
5. Ne pas restériliser et réutiliser les lentilles.
6. Le présent dispositif est emballé et stérilisé pour faire l'objet d'un usage unique exclusivement. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce produit. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation du présent dispositif peuvent entraîner un risque de contamination et/ou provoquer une infection ou une infection croisée chez le patient, notamment la transmission d'une/de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à l'autre. La contamination du dispositif peut entraîner blessures, maladies ou décès du patient.

DATE « LIMITE D'UTILISATION »

Utiliser le dispositif avant la date « limite d'utilisation » figurant sur l'étiquette de l'emballage.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Retirez la lentille de l'emballage et la poser sur un plan de travail stérile.
2. Toutes les lentilles nécessitent d'appliquer une solution à base de méthylcellulose ou une autre solution de contact visqueuse sur la surface de contact concave (c.-à-d. entre la cornée et le dispositif).
3. Les lentilles jetables Vitrectomie Volk®1 sont des dispositifs médicaux qui aident à améliorer l'acuité et la netteté des images de la chambre postérieure, de la rétine périphérique et du corps vitré durant une intervention chirurgicale. La lentille est installée dans la cornée et aide à amplifier le grossissement.

STERILE EO

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Ne pas réutiliser



Lire les consignes d'utilisation pour connaître les informations importantes en matière de sécurité.



Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.



Date limite d'utilisation

LOT

Numéro de lot

REF

Référence



Fabricant

EC REP

Représentant autorisé dans la communauté européenne.

Numéro vert : 800-345-8655 (USA) **Téléphone :** 440-942-6161 **Fax :** 440-942-2257 **E-mail :** volk@volk.com