



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel.: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-Mail: volk@volk.com



EU-Vertretung:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Deutschland
E-Mail: info@riester.de
Tel.: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Optische Einweg-Vitrektomiellinsen von Volk®1

- STERIL. MIT ETHYLENOXIDGAS STERILISIERT.
- NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH.
- BEI GEÖFFNETER ODER BESCHÄDIGTER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN.
- AUFGRUND DES IN DEN USA GELTENDEN BUNDESGESETZES DARF DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUFGRUND EINES ÄRZTLICHEN REZEPTS ERWORBEN WERDEN:

DEUTSCH: GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Einweg-Vitrektomiellinsen von Volk®1 können als diagnostische Linsen für Untersuchungen des Augenhintergrunds sowie in der Therapie von intraokularen Anomalien verwendet werden. Bei dem Produkt handelt es sich um ein steriles Einweglinsensystem zum Wegwerfen.

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	Produktcode	Vergrößerung	Gesichtsfeld
Volk®1 Flache Vitrektomiellinse zum Wegwerfen	VFD	1,00x	36°
Volk®1 Vergrößernde (1,5x) Vitrektomiellinse zum Wegwerfen	VMD	1,50x	30°
Volk®1 Breitfeld-Vitrektomiellinse zum Wegwerfen	VWFD	0,50x	48°
Volk®1 30°-Prisma-Vitrektomiellinse zum Wegwerfen	V30PD	0,80x	25°
Volk®1 Bikonkave Vitrektomiellinse zum Wegwerfen	VBCD	1,00x	33° (30° Versatz)
Volk®1 Flache SSV-Linse zum Wegwerfen	VFLATSSVD	0,92x	30°



WARNUNG

1. Produkt vor Gebrauch nicht in verunreinigende Flüssigkeit tauchen.
2. Kontaktfläche(n) auf Beschädigung überprüfen (z. B. Splitter, Kratzer, usw.). Produkt bei Beschädigung nicht verwenden bzw. reparieren.



VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Diese Gebrauchsanweisung muss erst komplett gelesen und verstanden werden, bevor Sie Einweg-Vitrektomiellinsen von Volk®1 verwenden.
2. Das Produkt darf nur von einem zugelassenen Arzt gemäß der Methode für andere ophthalmische Vitrektomiellinsen verwendet werden.
3. Sterile Packung und Linse vor Gebrauch überprüfen.
4. Die Einweg-Vitrektomiellinse von Volk®1 ist nur für den Gebrauch an einem einzigen Patienten gedacht.
5. Nicht nochmal sterilisieren und wiederverwenden.
6. Dieses Produkt wurde nur zum Einmalgebrauch verpackt und sterilisiert. Nicht wiederverwenden, wieder aufbereiten oder nochmals sterilisieren. Bei Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und erneutem Sterilisieren besteht die Gefahr von Verunreinigungen und/oder Infektionen oder Kreuzinfektionen des Patienten, u.a. die Übertragung von Infektionskrankheiten von einem Patienten zum nächsten. Verunreinigungen des Produkts können zu Verletzungen, Krankheit oder zum Tod des Patienten führen.

HALTBARKEITSDATUM

Das Produkt muss vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums (siehe Etikett auf der Packung) aufgebraucht sein.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSHINWEISE

1. Linse aus der Packung nehmen und an einem sterilen Arbeitsbereich ablegen.
2. Bei allen Linsen ist es wichtig, die konkave Kontaktfläche (d.h. zwischen Hornhaut und Produkt) mit Methylzellulose oder einer ähnlichen viskosen Oberflächenlösung zu benetzen.
3. Bei der Einweg-Vitrektomiellinse von Volk®1 handelt es sich um eine chirurgische Linse, die die Genauigkeit und Klarheit von Bildern der hinteren und vorderen Netzhaut und des Glaskörpers während operativen Eingriffen verbessert. Die Linse wird in die Hornhaut gesetzt und verbessert die Vergrößerung.



Mit Ethylenoxid sterilisiert



Nicht wiederverwenden



Wichtige Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung



Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt oder geöffnet ist



Haltbarkeitsdatum



Losnummer



Referenznummer



Hersteller



Autorisierte Vertretung in der Europäischen Union