



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 EUA  
Tel: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: volk@volk.com

EC REP

**Representante UE:**  
Rudolf Riester GmbH  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Alemanha  
E-mail: info@riester.de  
Telefone: +49 74 77/92 70-0  
Fax: +49 74 77/92 70-70



## Lentes Volk®1 para vitrectomia de uso único

- ESTÉRIL. ESTERILIZADAS COM GÁS DE ÓXIDO ETILENO.
- APENAS PARA UM USO.
- NÃO UTILIZE SE A EMBALAGEM ESTIVER ABERTA OU DANIFICADA.
- A LEI FEDERAL (EUA) RESTRINGE A VENDA DESTES DISPOSITIVOS APENAS SOB PEDIDO DE UM MÉDICO.

## PORTUGUÊS: INSTRUÇÕES DE USO

### INDICAÇÕES DE USO

As Lentes Volk®1 para vitrectomia de uso único servem como lentes para exames de fundo de olho e na terapia de anomalias intraoculares. Os dispositivos são sistemas de lentes estéreis, de uso único e descartáveis.

### ESPECIFICAÇÕES

Produto	Código do produto	Ampliação	Campo de visão
Volk®1 de uso único com vitrectomia plana	VFD	1,00x	36°
Volk®1 para vitrectomia de uso único com ampliação de 1,5x	VMD	1,50x	30°
Volk®1 para vitrectomia de uso único com amplo campo	VWFD	0,50x	48°
Volk®1 para vitrectomia de uso único com prisma de 30°	V30PD	0,80x	33° (compensação de 30°)
Volk®1 para vitrectomia de uso único biôcnava	VBCD	1,00x	25°
Volk®1 de uso único com placa SSV	VFLATSSVD	0,92x	30°



### ADVERTÊNCIAS

1. Não mergulhe o dispositivo em um produto de descontaminação antes de usar.
2. Verifique a(s) superfície(s) de contato para se certificar de que esteja livre de qualquer dano (por exemplo, lascas, arranhões, etc.). Não utilize nem conserte se o dispositivo estiver danificado.



### CUIDADOS

1. Não tente usar a Lente Volk®1 de vitrectomia de uso único antes de ler e compreender completamente estas instruções de uso.
2. Deve ser usada por um médico licenciado em um método consistente com outras lentes oftálmicas de vitrectomia de imagem direta.
3. A embalagem estéril e a lente devem ser verificadas antes da utilização.
4. A Lente Volk®1 de vitrectomia de uso único destina-se à utilização em um único paciente.
5. Não reesterilize e reutilize.
6. Este dispositivo é embalado e esterilizado para uso único. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou uma nova esterilização pode criar riscos de contaminação e/ou causar a infecção do paciente ou infecção cruzada, incluindo, mas não se limitando a, transmissão de doenças infecciosas de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a lesão, doença ou morte do paciente.

### DATA DE "VALIDADE"

Utilize o dispositivo antes da data de "validade" inscrita no rótulo.

### ORIENTAÇÕES SUGERIDAS DE USO

1. Retire a lente de sua embalagem e coloque-a em uma área de trabalho estéril.
2. Todos os projetos de lentes necessitam que metilcelulose ou outra solução de interface viscosa semelhante seja aplicada à superfície de contato côncava (ou seja, entre a córnea e o dispositivo).
3. A Lente Volk®1 de vitrectomia de uso único é um dispositivo de lente cirúrgico que ajuda a melhorar a exatidão e a nitidez das imagens da retina posterior e periférica e do corpo vítreo durante a intervenção cirúrgica. A lente é colocada na córnea e ajuda a aumentar a ampliação.

**STERILIZADO**

Esterilizada com óxido de etileno



Não reutilize



Consulte as instruções de uso para obter informações preventivas importantes



Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta



Data de validade

**LOT**

Número do lote

**REF**

Número de referência



Fabricante

**EC REP**

Representante autorizado na Comunidade Europeia