



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA (США)
Тел.: 440-942-6161
Факс: 440-942-2257
Адрес электронной почты:
volk@volk.com

EC REP Представитель в ЕС:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germany
(Германия)
Эл. почта: info@riester.de
Тел.: +49 74 77 / 92 70-0
Факс: +49 74 77 / 92 70-0



Одноразовые витрекомические линзы Volk®1

- СТЕРИЛЬНО. СТЕРИЛИЗОВАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛЕНОКСИДА.
- ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ВСКРЫТИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УПАКОВКИ.
- СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ США ПРОДАЖА ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ РАЗРЕШЕНА ТОЛЬКО ВРАЧУ ИЛИ ПО ЗАКАЗУ ВРАЧА.

РУССКИЙ ЯЗЫК: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Одноразовые витрекомические линзы Volk®1 предназначены для использования в качестве диагностических линз при обследовании глазного дна, а также при лечении внутриглазных патологий. Изделие представляет собой стерильную одноразовую одноразовую систему линз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Код изделия	Увеличение	Поле обзора
Одноразовая плоская витрекомическая линза Volk®1	VFD	1,00x	36°
Одноразовая витрекомическая линза с кратностью увеличения 1,5x Volk®1	VMD	1,50x	30°
Одноразовая широкоугольная витрекомическая линза Volk®1	VWFD	0,50x	48°
Одноразовая призматическая витрекомическая линза 30° Volk®1	V30PD	0,80x	25°
Одноразовая двояковогнутая витрекомическая линза Volk®1	VBCD	1,00x	33° (смещение 30°)
Одноразовая плоская самостабилизируемая витрекомическая линза Volk®1	VFLATSSVD	0,92x	30°



ВНИМАНИЕ

1. Запрещается перед использованием помещать изделие в дезинфицирующее вещество.
2. Проверить контактную поверхность (поверхности) и убедиться, что на ней (на них) отсутствуют дефекты (например, сколы, царапины и т. п.). Запрещается использовать или восстанавливать поврежденное изделие.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещено использовать одноразовую витрекомическую линзу Volk®1, не прочитав полностью и не усвоив эту инструкцию к применению.
2. Предназначены для использования лицензированными врачами по методу, подходящему для прочих офтальмологических витрекомических линз, обеспечивающих прямое изображение.
3. Перед использованием следует проверить стерильную упаковку и линзу.
4. Одноразовая витрекомическая линза Volk®1 предназначена для использования только для одного пациента.
5. Запрещается повторная стерилизация и повторное использование.
6. Изделие упаковано и стерилизовано только для однократного применения. Запрещается повторно использовать, обрабатывать и повторно стерилизовать изделие. Повторное использование или повторная стерилизация может создать опасность загрязнения и/или повлечь за собой заражение или перекрестное заражение пациента, в том числе передачу инфекционного заболевания (заболеваний) от одного пациента к другому. Загрязнение изделия может привести к травмированию, заболеванию или смерти пациента.

СРОК ГОДНОСТИ

Использовать изделие до наступления даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Извлеките линзу из упаковки и поместите ее на стерильную рабочую поверхность.
2. Конструкции всех линз требуют применения метилцеллюлозы или аналогичного вязкого контактного раствора на вогнутой контактирующей поверхности линзы (т. е., между роговицей и изделием).
3. Одноразовая витрекомическая линза Volk®1 представляет собой хирургическое изделие, предназначенное для повышения точности и четкости изображения задней и периферической зон внутренней оболочки глазного яблока и стекловидного тела во время хирургического вмешательства. Линза устанавливается на роговицу, помогая повысить коэффициент увеличения.



Стерилизовано с использованием этиленоксида.



Не подлежит повторной стерилизации.



Предостережения см. в Инструкции по эксплуатации.



Запрещается использовать изделие в случае повреждения или вскрытия упаковки.



Дата окончания срока годности



Номер партии



Номер заказа

Номер телефона
для бесплатных
звонков:

800-345-8655
(США)

Телефон: 440-942-6161

Факс: 440-942-2257

Адрес электронной
почты: volk@volk.com

IM-036, Ред. G



 **Volk Optical Inc.**
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA (США)
Тел.: 440-942-6161
Факс: 440-942-2257
Адрес электронной почты:
volk@volk.com

EC	REP
----	-----

 Представитель в ЕС:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germany
(Германия)
Эл. почта: info@riester.de
Тел.: +49 74 77 / 92 70-0
Факс: +49 74 77 / 92 70-70



Производитель



Уполномоченный представитель компании в Европейском сообществе.

Номер телефона
для бесплатных
звонков:

800-345-8655
(США)

Телефон: 440-942-6161

Факс: 440-942-2257

Адрес электронной
почты: volk@volk.com