



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 EUA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP

Representante UE:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Alemanha
E-mail: info@riester.de
Telephone: +49 74 77/92 70-0
Fax: +49 74 77/92 70-70



Lentes Gônio de Utilização Única Volk®1

- ESTÉRIL. ESTERILIZADO COM GÁS ÓXIDO DE ETILENO.
- PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA SOMENTE.
- NÃO UTILIZE SE O PACOTE ESTIVER ABERTO OU DANIFICADO.
- A LEI FEDERAL (EUA) RESTRINGE ESSE DISPOSITIVO PARA VENDA POR OU SOB PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO.

PORTUGUÊS: INSTRUÇÕES PARA USO

INDICAÇÕES PARA USO

O Volk®1 de Utilização Única é indicado para uso como lentes de contato de diagnóstico para exames de olhos (incluindo a câmara anterior, trabécula, retina central e retina periférica) e uso na terapia de anomalias intraoculares.

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Ampliação	Número de reflexos	Fator de ampliação do ponto do laser	Revestimento antirreflexo a laser
Gônio de quatro Reflexos de Utilização Única Volk®1 (V4MIRD)	1.00	4	1.00	Sem revestimento
Gônio de três Reflexos de Utilização Única Volk®1 (V3MIRD)	1.00	3	1.00	Sem revestimento
Gônio de SLT de Utilização Única Volk®1 (VSLTD)	1.00	1	1.00	Sem revestimento



AVISOS

1. Não mergulhe o dispositivo em um produto descontaminante antes do uso.
2. Inspeccione as superfícies de contato para garantir que estejam livres de qualquer dano (por exemplo, lascas, arranhões etc.). Não utilize ou conserte se o dispositivo estiver danificado.



PRECAUÇÕES

1. Não tente usar as Lentes Gônio de Utilização Única Volk®1 antes de ler completamente e entender essas instruções de uso.
2. Devem ser usadas por um médico licenciado em um método consistente com outro laser de contato oftálmico de imagem direta e lentes de diagnóstico.
3. O pacote estéril e as lentes devem ser inspecionados antes do uso.
4. Lentes Gônio de Utilização Única Volk®1 são voltadas para utilização de um único paciente apenas.
5. Não reesterilize e reutilize.
6. O dispositivo é embalado e esterilizado para utilização única. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. Reutilizar, reprocessar ou reesterilizar podem criar um risco de contaminação e/ou causar infecção de paciente ou infecção cruzada, incluindo, sem se limitar, a transmissão de doenças infecciosas de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a danos, doença ou até a morte do paciente.

DATA DE VALIDADE

Use o dispositivo antes da data de validade, na etiqueta do pacote.

INSTRUÇÕES SUGERIDAS PARA USO

1. Remova as lentes da embalagem e coloque-as em uma área de trabalho esterilizada.
2. Lentes de contato de Fluido Padrão requerem aplicação de metilcelulose ou outra solução similar de interface viscosa à superfície de contato côncava (por exemplo, entre a córnea e o dispositivo).
3. Ao calcular o tamanho do ponto no site de tratamento, a configuração do ponto do laser pode ser multiplicada pelo Fator de Ampliação do Laser apropriado. Consulte a tabela de Especificações para localizar o Fator de Ampliação do Laser para as lentes que estão sendo usadas.

STERILE EO

Esterilizar com óxido de etileno



Não reutilize



Consulte as Instruções de Uso para obter informações de cuidado importantes



Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta



Data de validade

LOT

Número do lote

REF

Número de referência



Fabricante

EC REP

Representante autorizado da Comunidade Europeia