



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 EUA  
Tel: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: volk@volk.com

**EC REP** **Representante UE:**  
**Rudolf Riester GmbH**  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Alemanha  
E-mail: info@riester.de  
Telefone: +49 74 77/92 70-0  
Fax: +49 74 77/92 70-70



#### Lentes de diagnóstico e laser de contato Volk®1 Single Use (contato direto)

- ESTÉRIL. ESTERILIZADAS COM GÁS DE ÓXIDO ETILENO.
- APENAS PARA UM USO.
- NÃO UTILIZE SE A EMBALAGEM ESTIVER ABERTA OU DANIFICADA.
- A LEI FEDERAL (EUA) RESTRINGE A VENDA DESTES DISPOSITIVOS APENAS SOB PEDIDO DE UM MÉDICO.

### Português: Instruções de uso

#### INDICAÇÕES DE USO

As Lentes de diagnóstico e laser de contato Volk®1 Single Use (contato direto) servem como lentes para exames de fundo de olho e na terapia de anomalias intraoculares.

#### ESPECIFICAÇÕES

Produto	Ampliação	Fator de ampliação do ponto do laser	Projetos de contato disponíveis	Revestimento a laser antirreflexo
Capsulotomia Volk®1	1,57	0,63	Fluído padrão	BBAR
Iridotomia Volk®1	1,70	0,58	Fluído padrão	BBAR



#### ADVERTÊNCIAS

1. Não mergulhe o dispositivo em um produto de descontaminação antes de usar.
2. Verifique a(s) superfície(s) de contato para se certificar de que esteja livre de qualquer dano (por exemplo, lascas, arranhões, etc.). Não utilize nem conserte se o dispositivo estiver danificado.



#### CUIDADOS

1. Não tente usar as Lentes de diagnóstico e laser de contato Volk®1 Single Use (contato direto) antes de ler e compreender completamente estas instruções de uso.
2. Deve ser usada por um médico licenciado em um método consistente com outras lentes oftálmicas de diagnóstico e laser de contato.
3. A embalagem estéril e a lente devem ser verificadas antes da utilização.
4. A Lente de diagnóstico e laser de contato Volk®1 Single Use (contato direto) destina-se à utilização em um único paciente.
5. Não reesterilize e reutilize.
6. Este dispositivo é embalado e esterilizado para uso único. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou uma nova esterilização pode criar riscos de contaminação e/ou causar a infecção do paciente ou infecção cruzada, incluindo, mas não se limitando a, transmissão de doenças infecciosas de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a lesão, doença ou morte do paciente.

#### DATA DE "VALIDADE"

Utilize o dispositivo antes da data de "validade" inscrita no rótulo.

#### ORIENTAÇÕES SUGERIDAS DE USO

1. Retire a lente de sua embalagem e coloque-a em uma área de trabalho estéril.
2. Lentes de contato de fluido padrão necessitam que metilcelulose ou outra solução de interface viscosa semelhante seja aplicada à superfície de contato côncava (ou seja, entre a córnea e o dispositivo).
3. O Revestimento a laser antirreflexo BBAR é otimizado para imagiologia de diagnóstico, bem como procedimentos de laser de comprimento de onda visível e do infravermelho próximo (por exemplo, argon e diodo).
4. Ao calcular o tamanho do ponto no local do tratamento, a configuração do ponto de laser deve ser multiplicada pelo Fator de ampliação de laser adequado. Consulte a tabela de especificações para encontrar o Fator de ampliação de laser adequado para a lente que está sendo usada.

#### STERILIZADO

Esterilizada com óxido de etileno



Não reutilize



Consulte as instruções de uso para obter informações preventivas importantes



Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta



Data de validade

#### LOT

Número do lote

#### REF

Número de referência



Fabricante

#### EC REP

Representante autorizado na Comunidade Europeia

**Ligação gratuita:** 800-345-8655 (EUA) **Telefone:** 440-942-6161 **Fax:** 440-942-2257 **E-mail:** [volk@volk.com](mailto:volk@volk.com)